

上海创萌生物科技有限公司 生命科学仪器专业销售——中国销售

LAB-EYE EPED-RX 创萌生物纯水机技术方案

设备名称: LAB-EYE EPED-RX (创萌生物专业供应)实验室纯水机推荐型号: LAB-EYE-10RX

一、技术参数:

- ♣ 源水:市政自来水
- ♣ 源水压力: 1.0~5.0kg/cm²
- 4 源水温度: 4~40℃
- ➡ 产水水质: ≤5 μ s/cm, 水质符合国家实验 室 GB6682-2008 规格Ⅲ级水标准
- ♣ 产水量: 10L/H

二、性能特点:

- ♣ 微电脑控制,全自动制水。
- → 自动及手动冲洗维护预处理及 R. O 系统
- ♣ 系统缺水时自动报警、停机。
- 3.2 加仑真空无菌压力桶,压力桶水满时系统自动停机,





三、外形尺寸:

- **➡** 宽×高×深: 350×190×465 (mm)
- ♣ 整机重量: 15±2KG

四、工艺流程:

自来水→ PPF 过滤器 → 活性炭过滤器 → 精密活性炭过滤器 → 高压泵 → RO 膜系统 → 纯水经四面阀 → 高压开关 → 纯化包 → 鹅颈龙头 → 纯水

五、应用范围:

作为超纯水系统、高压灭菌系统、人造环境室的进水,以及常规实验、玻璃器皿的清洗、水栽培用水、配置常备溶液等,用水量较少的一般小型实验室的普通实验项目的应用。

六、点 评:

整机线条流畅精美,外形小巧既可放于实验台上,也可以挂于墙壁,还可以收纳于实验台内,非常节约实验室空间,尤其适合用水量较小的小型实验室的普通实验项目的应用。

七、推荐机型及报价: (人民币报价,单位:元)

产品名称	规格型号	数量	市场价	优惠价	备注
去离子纯水机	LAB-EYE-10RX	1台	6500	4888 元	含税含运费

八、EPED-10RX 去离子纯水机常用耗材使用周期、及产地

配件名称	规格型号	单 位	使用周期	产地	备注
活性炭过滤器	10 英寸	支	4-6 月	美国 KFLOW	仪器内置一支
活性碳过滤器	10 英寸	支	4-6 月	美国 KFLOW	仪器内置一支
精密过滤器	10 英寸	支	12-15 月	美国 KFLOW	仪器内置一支
RO 膜组件	75 加仑	支	12-15 月	美国 (DOW)	仪器内置一支
纯化柱	MB20	套	10-12 月	美国 (罗门哈斯)	仪器内置二套

中国销售 生物器材部 (专业进口和国产品牌销售)

电话: 021-55883460 传真: **021-61493025** QQ:**308964358** Email: <u>edikar@126.com</u> <u>biolabeye@gmail.com</u> MSN: wu.wei.guang@hotmail.com 网址: www.lab-eye.com 地址: 上海市闸北区河南北路 485 号 504 室