

创萌生物 LAB-EYE M6 小精灵迷你离心机

(小型静音掌上离心机)



小精灵迷你离心机 M6 采用先进的设计理念和制造技术，外形流畅美观，结构紧凑牢固，超静音，为科研实验不可多得的一款仪器精品。该款掌上离心机非常适用于微管过滤和快速离心，防止离心管中液体挂壁现象。

M6 小精灵迷你离心机的几大特点：

- 1、超静音：采用专利特种电机，动力强，超静音，运转稳定，噪音一般小于 47dB，最高不超过 49dB；
- 2、瞬间加速快：5 秒钟内达到最高转速的 90%；
- 3、震动小：精心设计的减震装置，运行震动极小；
- 4、小体积，大容量：比市场同等产品容量大，最多可装 2ml×8；
- 5、更换转子方便：设计巧妙，不用任何工具即能方便更换转子；
- 6、离心力大：相对离心力最高可达 2370G；
- 7、停机快：设计有两种停机方式，自由停机不超过 15 秒钟，开盖刹车停机只需 3 秒钟；
- 8、旋转空间为 360°圆弧：无死角，风阻小，温升小。
- 9、安全系数高：内有三个触动开关，要三个开关同时闭合才能运转，避免不规范操作影响安全。



M6 小精灵迷你离心机技术规格

型号	M6	
转子	M-1	M-2
最高转速	7,200rpm	
速度（满载测试）	6,200rpm（±5%）	6,300rpm（±5%）
相对离心力	1940~2370G	1740~2130G
最大容量	2.0ml×8 管	0.2ml×8 管 0.2ml 八联管×2 排
电源要求	AC230V, 1A, 50/60Hz (CE)	
保险管（Fuse）	250V 0.5A	
外形尺寸（mm）	158W×172D×123H	
速度控制	自动/恒速	
驱动系统	直接驱动	
噪音	≤49dB	
制动	两档制动：关盖和开盖	
加速时间	5 秒钟内达到额定速度的 90%	
减速时间	关盖：15 秒钟内 开盖：3 秒钟内	

M6 小精灵迷你离心机标准配置

- 1、 主机：M6 小精灵迷你离心机；
- 2、 M-1 转子：2/1.5ml x 8 管，0.5ml、0.2ml 适配器各 8 个；
- 3、 M-2 转子：0.2ml x 16 管，0.2ml 八联管 x 2 排。

M6 小精灵迷你离心机订货信息：

订货号	名称和规格
M-1001	M6 型迷你离心机，230V
M-1002	M-1 转子，2ml x 8 管
M-1003	M-2 转子，0.2ml x 16 管，0.2ml 八联管 x 2 排
M-1005	0.5ml 适配器 8 个/包
M-1006	0.2ml 适配器 8 个/包