

插入式细胞培养器

产品简介:

插入式细胞培养器

- 便于大部分无需基质包被的细胞类型培养,
- 经过细胞培养表面处理
- 带有 0.02 μ m Anopore™过滤膜的插件具有可以在显微镜下观察的最好的清晰度, 不会发出自身荧光而且具有高渗透性
- 应用于较大孔径规格的聚碳酸酯过滤膜适用于许多细胞培养应用, 包括转运研究, 毒性测试, 趋化性研究和电子显微镜观察
- 两种类型的过滤膜在湿润状态下是透明的适用于相差和 Normanskiop ti (系统

Nunc 插入式细胞培养器

Anopore 过滤膜

已灭菌



目录编号	162243	161395	136935	137044	136730
孔径大小, μ m	0.02	0.02	0.2	0.2	0.2
直径, mm	10	25	10	25	8 孔/条
配套多孔细胞培养板	24 孔	6 孔	24 孔	6 孔	microwell 培养板
孔密度, 孔/cm ²	10 ¹¹	10 ¹¹	10 ⁹	10 ⁹	10 ⁹
孔隙率%	25-30	25-30	50	50	50
厚度	45	45	45	45	45
离开板底高度, mm	1	1	1	1	3
培养面积, cm ²	0.5	4.2	0.5	4.2	0.08
建议工作容量, ml	0.5	1.75	0.5	1.75	60 μ l
数量 每包/箱	6/48	6/48	6/48	6/48	5/15

Nunc 插入式细胞培养器

pC 过滤膜 已灭菌

目录编号	137052	137060	137370	137435	137443	137508
孔径大小, μ m	0.4	0.4	3.0	3.0	8.0	8.0
直径, mm	10	25	10	25	10	25
配套多孔细胞培养板	24 孔	6 孔	24 孔	6 孔	24 孔	6 孔
孔密度, 孔/cm ²	1.5x10 ⁸	1.5x10 ⁸	3x10 ⁶	3x10 ⁶	10 ⁵	10 ⁵
孔隙率%	25-30	25-30	50	50	50	50
原始膜厚度	20	20	20	20	20	20
最终膜厚度, mm	20	20	17	17	17	17
离开板底高度, mm	1	1	1	1	1	1
培养面积, cm ²	0.5	4.2	0.5	4.2	0.5	4.2
建议工作容量, ml	0.5	1.75	0.5	1.75	0.5	1.75
数量 每包/箱	6/48	6/48	6/48	6/48	6/48	6/48

插入式细胞培养器 (新产品)

产品简介:

插入式细胞培养器

- 适用于细胞培养 6 孔, 12 孔, 24 孔板
- 表面经过特殊处理, 适合各种细胞贴壁
- 不需要细胞外基质 (EcM) 包被
- 多种用途, 包括物质转运研究, 细胞毒性研究, 化学趋化研究和电子显微镜
- 无细胞毒
- 无热原
- 成套的包装于 Nunclon™ Δ 表面处理的细胞培养板中
- 外包装可以反复开合
- 外壁特殊的凸起设计方便抓取和操作

Nunc 插入式细胞培养皿

已灭菌



目录编号	140620	140627	140629	140652	140654	140656
孔径大小, μm	0.4	3	8	0.4	3	8
配套多孔细胞培养板	24 孔	24 孔	24 孔	12 孔	12 孔	12 孔
孔密度, 孔/ cm^2	$<0.85 \times 10^8$	$<1.7 \times 10^6$	$<0.85 \times 10^5$	$<0.85 \times 10^8$	$<1.7 \times 10^6$	$<0.85 \times 10^5$
孔隙率%	$<6.8\%$	$<7.7\%$	$<2.7\%$	$<6.8\%$	$<7.7\%$	$<2.7\%$
最大膜厚度	11 μm	13 μm	16 μm	11 μm	13 μm	16 μm
培养面积, cm^2	0.47	0.47	0.47	0.13	0.13	0.13
尺寸, mm	8/13	8/13	8/13	12/18	12/18	12/18
建议工作容量, ml	0.5	0.5	0.5	1.1	1.1	1.1
数量 每包/箱	12/48	12/48	12/48	12/48	12/48	12/48

Nunc 插入式细胞培养皿

已灭菌

目录编号	140640	140642	140644	140660	140663	140668
孔径大小, μm	0.4	3	8	0.4	3	8
配套多孔细胞培养板	6 孔	6 孔	6 孔	6 孔	6 孔	6 孔
孔密度, 孔/ cm^2	$<0.85 \times 10^8$	$<1.7 \times 10^6$	$<0.85 \times 10^5$	$<0.85 \times 10^8$	$<1.7 \times 10^6$	$<0.85 \times 10^5$
孔隙率%	$<6.8\%$	$<7.7\%$	$<2.7\%$	$<6.8\%$	$<7.7\%$	$<2.7\%$
最大膜厚度	11 μm	13 μm	16 μm	11 μm	13 μm	16 μm
培养面积, cm^2	3.14	3.14	3.14	4.1	4.1	4.1
尺寸, mm	20/25	20/25	20/25	23/34	23/34	23/34
建议工作容量, ml	1.5	1.5	1.5	1.75	1.75	1.75
数量 每包/箱	6/24	6/24	6/24	6/24	6/24	6/24